

Instructions for use

Pump & Save™ Breastmilk Bags

Bruksanvisning

Pump & Save™ Bröstmjölkspåsar

Brugsanvisning



Pump & Save™ Modernmælksposer

Käyttöohjeet

Pump & Save™ Äidinmaidon säilytuspussit

Bruksanvisning

Pump & Save™ Morsmelkposer



EN

Pump & Save™ Breastmilk Bags

Ideal to collect, store and freeze breastmilk

Collecting Breastmilk

- The label area allows you to write information on the bag.
- Gently open the zip-top closure, taking care not to tear the perforated top.
- Place the bag around the collar of the breastshield.
- Release the yellow strap by peeling where indicated, and unfold.
- Wrap the strap over the top of the breastshield.
- Peel the paper tab off the end of the strap and stick to the opposite side of the bag. Caution: Keep the paper tab away from children (danger of swallowing).
- Begin pumping. Do not fill the bag past the 150 ml mark.
- When you have finished pumping, remove the bag by tearing off the perforation just above the label area. The pleated bottom of the bag will allow it to stand up safely by itself while you put away your pump.
- To remove the strap from the breastshield, tear the strap and discard the top portion of the bag.
- Flatten the bag above the milk to remove excess air, then zip to close.

Hygiene

Wash hands thoroughly with soap and water before touching the breast and pump parts. Avoid touching the inside of the breastmilk bag. Clean the breast and surrounding area with a damp cloth. Do not use soap or alcohol which can dry the skin and cause cracked nipples.

Storing and thawing breastmilk

Storage guidelines for freshly expressed breastmilk (for healthy term babies)	
Room Temperature	4-6 hours at 19 to 26°C (66 to 78°F)
Refrigerator	3-8 days at 4°C (39°F) or lower
Freezer	6-12 months at -18 to -20°C (0 to 4°F)
Thawed breastmilk	In refrigerator for 10 h max. Do not refreeze!

- Do not store breastmilk in the door of the refrigerator. Instead choose the coldest part of the refrigerator (this is at the back of the glass shelf above the vegetable compartment).
- You can freeze expressed breastmilk in milk bottles or „Pump & Save“ bags. Do not fill the bottles or bags more than ¾ full to allow space for possible expansion.
- Label the bottles or „Pump & Save“ bags with the date of expression.

Caution

Do not thaw frozen breastmilk or do not warm breastmilk in a microwave or a pan of boiling water to avoid loss of vitamins, minerals and other important components and to prevent burns.

- In order to preserve the components of the breastmilk, thaw the milk in the refrigerator overnight. Alternatively, you can hold the bottle or „Pump & Save“ bag under warm water (max. 37°C).
- Gently swirl the bottle or „Pump & Save“ bag to mix any fat that has separated. Avoid shaking or stirring the milk.

Material: Polyester
Outer Layer: Polyester
Inner Layer: Polyethylene

Does not contain Bisphenol-A

Caution:

This is a single use product not intended to be reprocessed. Reprocessing could cause loss of mechanical, chemical and / or biological characteristics. Reuse could cause cross contamination.

SV

Pump & Save™ Bröstmjölkspåsar

Idealisk för uppsamling, förvaring och nedfrysning av bröstmjölk

Uppsamling av bröstmjölk

- Etiketfält gör det möjligt för dig att skriva informationer på posen.
- Öppna försiktigt förslutningen på påsens överdel. Se till så att du inte river av den perforerade kanten.
- Placera påsen runt nederkanten på bröststratten.
- Lossa den gula remsen enligt markeringen och vik ut den.
- Sätt bandet runt bröststratten.
- Dra av pappersfliken från remsen och klistra den på den andra sidan av påsen. Varning: Håll pappersremsen borta från barn (risk för sväljning).
- Börja pumpa. Fyll inte påsen över 150 ml markeringen.
- När du är klar med pumpningen, ta bort påsen genom att dra av vid perforeringen precis ovanför etiketten. Påsens veckade botten gör att den kan stå upp på ett säkert sätt, medan du lossar pumpen och lägger den ifrån dig.
- Om du har remsen från bröststratten och släng påsens övre del.
- Pressa ur överflödig luft ur påsen och förslut påsen.

Hygien

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du vidrör bröstet och pumpdelarna. Undvik att röra på insidan av bröstmjölkspåsen. Tvätta bröstet och det omgivande området med en fuktig trasa. Använd inte tvål eller alkohol, detta kan torka ut huden och orsaka sårga bröstvårtor.

Förvaring och upptining av bröstmjölk

Riktlinjer för förvaring av nyligen utpumpad bröstmjölk (för friska, fullgångna barn)	
Rumstemperatur	4-6 timmar vid 19 till 26°C (66 till 78°F)
Kylskåp	3-8 dagar vid 4°C (39°F) eller lägre
Frys	6-12 månader vid -18 till -20°C (0 till 4°F)
Upptinad bröstmjölk	I kylskåp under högst 10 timmar. Får inte frysas på nytt!

- Förvara inte bröstmjölk i kylskåpsdörren. Förvara i stället bröstmjölk i den svalaste platsen i kylskåpet (längst bak på hyllan ovanför grönsaksfacket).
- Du kan frysa utpumpad bröstmjölk i flaskor eller i Pump & Save-påsar. Fyll aldrig flaskorna eller påsarna mer än till ¾ så att bröstmjölkens utrymme expanderar.
- Märk flaskorna eller Pump & Save-påsarna med datum för urpumpningen.

Försiktigt

Undvik att tina upp fryst bröstmjölk eller värma bröstmjölk i mikrovågsugn eller i en kastrull med kokande vatten. På så vis förhindrar du överhettning samt att vitaminer, mineraler och andra viktiga beståndsdelar går förlorade.

- För att bevara bröstmjölkens sammansättning ska mjölkens tinas i kylskåp under natte n. Du kan även hålla flaskan eller Pump & Save-påsen under varmt vatten (max. 37°C).
- Snurra flaskan eller Pump & Save-påsen försiktigt så att separerat fett blandas med mjölk igen. Undvik att skaka mjölk eller röra om i den.

Material: Polyester
Ytterskikt: Polyester
Innerskikt: Polyetylen

Innehåller inte Bisphenol-A

OBS!

Denna produkt är avsedd för engångsbruk och inte för regenerering. Regenerering kan medföra att mekaniska, kemiska och/eller biologiska egenskaper går förlorade. Återanvändning kan ge upphov till korskontamination.

DA

Pump & Save™ Modernmælksposer

Ideelle til indsamling, opbevaring og frysning af modernmælk

Opsamling af modernmælk

- Etiketfelt gør det muligt for dig at skrive informationer på posen.
- Åbn forsigtigt lynlåsen foroven og pas på ikke at rive den øverste perforerede del itu.
- Anbring posen rundt om brystskjoldets krave.
- Frigrør den gule stropp ved at løsne den, hvor dette er markeret, og fold den ud.
- Fastgør stroppen omkring brystskjoldets top.
- Fjern papirstrimlen fra stroppens ende og klæb den fast i den modtatte side af posen. Advarsel: Hold papirstrimlen væk fra barn (risiko for slugning).
- Start pumpningen. Undlad at fylde posen til mere end 150 ml-mærket.
- Når pumpningen er afsluttet, fjernes posen ved at rive over i perforeringen lige ovenover etiketfeltet. Posens foldede bund sørger for, at den står sikkert oprejst, medens du afmonterer og lægger din pumpe på plads.
- For at fjerne stroppen fra brystskjoldet skal den rives over og posens øverste del kasseres.
- Tryk posen flad ovenover mælken for at fjerne overskydende luft, og luk derefter med lynlåsen.

Hygiejne

Vask hænderne grundigt med sæbe og vand, før der rores ved brystet og pumpedelene. Undgå at berøre indersiden af modernmælksposen. Rengør brystet og de omgivende områder med en fugtig klud. Undlad at bruge sæbe eller sprit, som kan udtørre huden og forårsage revnede brystvorter.

Opbevaring og optøning af brystmælk

Vejlledning til opbevaring af nyudpumpet brystmælk (til raske og fuldbårne spædbørn)	
Stuetemperatur	4-6 timer ved 19 til 26°C (66 til 78°F)
Køleskab	3-8 dage ved 4°C (39°F) eller lavere
Frys	6-12 måneder ved -18 til -20°C (0 til 4°F)
Opført brystmælk	I køleskab i maks. 10 timer. Må ikke genfrys!

- Opbevar ikke brystmælk i køleskabsdøren. Vælg i stedet det koldeste sted i køleskabet (det er bagerst på glashylden eller grøntsagsskuffen).
- Du kan fryse udpumpet brystmælk i mælkeflasker eller „Pump & Save“-poser. Fyld ikke flaskerne eller poserne mere end ¾ op, så der er plads til, at mælken kan uvide sig.
- Forsyn flaskerne eller „Pump & Save“-poserne med datoen for udpumpningen.

Forsigtig

Frossen brystmælk må ikke optos eller varmes i en mikrobølgeovn eller i en gryde med kogende vand for at undgå, at vitaminer, mineraler og andre vigtige indholdsstoffer går tabt og for at undgå forbrændinger.

- For at bevare indholdsstofferne i brystmælken skal mælken optos i køleskabet natten over. Man kan også vælge at holde flasken eller „Pump & Save“-posen under varmt vand (maks. 37°C).
- Hvirvl forsigtigt mælken rundt i flasken eller „Pump & Save“-posen for at fordele eventuelt udsnit fedt. Undlad at ryste eller omrøre mælken.

Materiale: Uldpuoli: Polyester
Indvendigt lag: Polyætylen

Indeholder ikke bisphenol-A

Forsigtig:

Dette er et engangsprodukt, der ikke er beregnet til genforbejdning. En genforbejdning kunne medføre, at mekaniske, kemiske og/eller biologiske egenskaber går tabt. Genbrug kunne medføre krydskontaminering.

FI

Pump & Save™ Äidinmaidon säilytuspussit

Sopivat erinomaisesti äidinmaidon keräämiseen, varastamiseen ja pakastamiseen

Äidinmaidon kerääminen

- Voit kirjoittaa tiedot pussin päällä olevaan tarraan.
- Avaa pussin lukitus varovasti ja varmista ettei pussin rei'tetty yläosa repeydy.
- Aseta pussi rintakupin vetämissä osoitetuista kohdista ja käännä pussi auki.
- Kierrä nauha rintakupin yläpään ympärille.
- Poista suojuus nauhan päästä ja kiinnitä nauhan pää pussin vastakkaiselle puolelle. Varoitus: Älä anna paperisuojusta pienelle lapselle (nielessä tukehtumisvaara).
- Aloita pumppaus. Täytä pussi vain 150 ml:n merkkiin saakka.
- Lopetettuasi pumppaamisen, irrota pussi repäisemällä tarraa yläpuolella olevaa rei'tytystä pitkin. Koska pussin pohja on laskostettu, pussi pysyy tukevasti pystyssä, sillä aikaa kun irrotat pumpun ja siirät sen säilytyspaikkaansa.
- Start pumpingen. Undlad at fylde posen til mere end 150 ml-mærket.
- Når pumpningen er afsluttet, fjernes posen ved at rive over i perforeringen lige ovenover etiketfeltet. Posens foldede bund sørger for, at den står sikkert oprejst, medens du afmonterer og lægger din pumpe på plads.
- For at fjerne stroppen fra brystskjoldet skal den rives over og posens øverste del kasseres.
- Irrota nauha vetäisemällä se irti ja heitä pussin yläosa roskeen.
- Poista pussista ylimääräinen ilma puristamalla pussin seinät yhteen maitopinnan yläpuolella ja vedä sen jälkeen pussin lukitusmekanismi kiinni.

Hygienia

Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä ennen rintaan tai pumppuun koskemista. Vältä koskemasta äidinmaidon säilytyspussia sisäpuolelta. Puhdista nänni ja rinta kostealla liinalla. Älä käytä saippuaa tai alkoholia sisältäviä tuotteita, ne saattavat ärsyttää ja kuivattaa rintojen herkkää ihoa.

Opbevaring og optøning af brystmælk

Retningslinjer for nypumpet morsmelk (for friske spædbarn født ved termin)	
Rumtemperatur	4-6 timer ved 19 til 26°C (66 til 78°F)
Kjøleskap	3-8 dager ved 4°C (39°F) eller lavere
Frys	6-12 måneder ved -18 til -20°C (0 til 4°F)
Tint morsmelk	I kjøleskap i maks 10 t. Må ikke frysnes igjen!

- Älä säilytä rintamaitoa jääkaapin ovessa. Valitse sen sijaan kylmin kohta jääkaapissa (lasihyllyn takaaosassa vihanneksikokeron päällä).
- Voit pakastaa lypsetyn äidinmaidon maitopulloissa tai Pump & Save-pusseissa. Älä täytä pulloja tai pusseja kuin enintään ¾ täyteen, jotta maidolla on tilaa laajeta.
- Laita pulloihin tai Pump & Save-pusseihin lypsypäivämäärä.

Huomio

Älä sulata pakastettua rintamaitoa tai lämmitä rintamaitoa mikroaaltouunissa tai kattilassa kiehuavassa vedessä, jotta et menetä vitamiineja, mineraleja tai muita tärkeitä ainesosia etkä polta maitoa pohjaan.

- Jotta rintamaidon ravintoaineet säilyisivät, sulata maitoa yön yli jääkaapissa. Vaihdoitaisesti voit pitää pulloa tai Pump & Save-pussia lämpimän veden alla (enint. 37°C).
- Käänteile pulloa tai Pump & Save -pussia varovasti, jotta rasva sekoittuisi maitoon. Vältä maidon ravistelua tai hämmäntämistä.

Materiaali: Ulkopuoli: Polyester
Sisäpuoli: Polyeteeni

Ei sisällä seuraavia aineita: Bisphenol-A

Huomio:

Tämä on kertakäyttöinen tuote, jota ei saa uudelleenkäsitellä. Uudelleenkäsitely aiheuttaa mekaanisten, kemiallisten ja/tai biologisten ominaisuuksien häviämistä. Uudelleenkäyttö voi aiheuttaa ristikontaminaation.

NO

Pump & Save™ Morsmelkposer

Ideelle for å samle inn, oppbevare og fryse brystmelk

Oppsamling av morsmelk

- Etiketfelt, for å skrive informasjon på posen.
- Åpne glidelåsen på toppen forsiktig, pass på så den perforerte toppen ikke rives over.
- Plasser posen omkring kragen på brystskjoldet.
- Frigrør den gule stroppen ved å løsne der hvor det er angitt, og Brett ut.
- Fest stroppen omkring toppen av brystskjoldet.
- Løsne papirhempen fra enden av stroppen, og kleb den til den motsatte enden av posen. Advarsel: Hold låse stripsen borte fra barnet (kan eventuelt svelles).
- Begynn pumpingen. Ikke fyll posen over merket for 150 ml.
- Når pumpingen avsluttes, fjern posen ved å rive over i perforeringen, like over etiketfeltet. Posens foldete bunn gjør at den står sikkert mens du kopler fra og legger bort pumpen.
- Stroppen fjernes fra brystskjoldet ved å rive over stroppen og kaste den ovre delen av posen.
- Klem posen flat over melken, for å fjerne overskuddsluft, og lukk med glidelåsen.

Hygiene

Vask hendene grundig med såpe og vann før du berører brystet og pumpens deler. Unngå berøring av posen på innsiden. Vask brystene og brystvortene med en fuktig klut. For å unngå tørr hud og såre brystvorter må du ikke bruke såpe eller alkohol.

Lagring og tining av morsmelk

Retningslinjer for nypumpet morsmelk (for friske spædbarn født ved termin)	
Rumtemperatur	4-6 timer ved 19 til 26°C (66 til 78°F)
Kjøleskap	3-8 dager ved 4°C (39°F) eller lavere
Frys	6-12 måneder ved -18 til -20°C (0 til 4°F)
Tint morsmelk	I kjøleskap i maks 10 t. Må ikke frysnes igjen!

- Ikke oppbevar morsmelk i kjøleskapsdøren. Velg i stedet den kaldeste delen av kjøleskapet i bak på glasshyllen over grønnsaksskuffen).
- Du kan fryse pumpet morsmelk i melkeflasker eller „Pump & Save“-poser. Fyll ikke flaskene eller posene mer enn ¾ fulle, slik at det er plass til eventuell ekspansjon.
- Merk flaskene eller „Pump & Save“-posene med pumpe-datoen.

Forsiktig

Tin aldri frossen morsmelk i mikrobølgeovn eller en gryte med kokende vann, for å hindre tap av vitaminer, mineraler og andre viktige ingredienser, samt for å unngå forbrenning.

- For å beholde alle komponentene i brystmelken intakte bør du tine frossen melk over natten i kjøleskapet. Alternativt kan du holde flasken eller „Pump & Save“-posen under varmt vann (maks. 37°C).
- Roter flasken eller „Pump & Save“-posen forsiktig for å blande fett som har skilt seg ut. Unngå å riste eller røre om melken.

Materiale: Polyester
Indre sjikt: Polyetylen

Inneholder ikke bisfenol A

Advarsel!

Dette produktet er kun beregnet for engangsbruk, skal ikke reprocesseres. Reprosessering kan medføre tap av mekaniske, kjemiske og/eller biologiske egenskaper. Gjenbruk kan medføre krydskontaminering.

EN Symbols on the packaging:

These symbols indicate:

SV Symboler på förpackningen:

Dessa symboler indikerar följande:

DA Symboler på emballagen:

Disse symboler angiver :

FI Pakkauksen merkit: Merkkien selitykset:

NO Symboler på emballasjen:

Disse symbolene indikerer følgende:



The material is part of a recovery/recycling process. Materialet ingår i en återanvändnings-/återvinningsprocess. Materiaali on osa kierrätyskäsittelyprosessista. Materialet er en del av en gjenvinnings-/resirkuleringsprosess.



A carton package Förpackning av kartong. En pakkeuse Pahvipakkaus Kartongemballasje



To keep the device away from sunlight Apparaten ska inte utsättas för solljus. At apparatet ikke må utsettes for sollys. Laite on pidettävä poissa auringonvalosta. Hold apparatet borte fra sollys.



To keep the device dry. Apparaten ska hållas torr. At apparatet skal holdes tørt. Laite on pidettävä kuivana. Hold apparatet tørt.



To handle the fragile device with care. Apparaten är ömtålig och ska hanteras försiktigt. At apparatet er skrobølikt og skal håndteres forsigtigt. Laiteita on käsiteltävä varovasti. Apparatet må håndteres forsiktig.



The humidity limitation for operation, transport and storage. Gränsvärden för luftfuktighet under drift, transport och förvaring av apparaten. Fuktighetsbegränsningen för användelse, transport og opbevaring. Käyttöön, kuljetukseen ja säilytykseen liittyvä kosteusrajoitus. Fuktighetsgrense for bruk, transport og lagring.



The atmospheric pressure limitation for operation, transport and storage. Gränsvärden för atmosfäriskt tryck under drift, transport och förvaring av apparaten. Grensene for lufttryk under anvendelse, transport og opbevaring. Käyttöön, kuljetukseen ja säilytykseen liittyvä ilmanpainarajoitus. Begrensning på atmosfærisk trykk for bruk, transport og lagring.



The temperature limitation for operation, transport and storage. Temperaturgränser för drift, transport och förvaring av apparaten. Temperaturbegränsningen för användelse, transport og opbevaring. Käyttöön, kuljetukseen ja säilytykseen liittyvä lämpötilarajoitus. Temperaturbegrensning for bruk, transport og lagring.



A disposable, single-use product Produkt for engångsbruk Et produkt til engangsbrug Kertakäyttöinen tuote Et engangsprodukt for én bruker



The packaging contains products intended to come in contact with food according regulation 1935/2004. Förpackningen innehåller produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel enligt förordning 1935/2004. Pakningen indeholder produkter, der er bestemt til kontakt med fødevarer i henhold til forordning 1935/2004. Pakkaus sisältää tuotteita, joiden on tarkoitettu joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa asetuksen 1935/2004 mukaisesti. Emballasjen inneholder produkter beregnet på å komme i kontakt med mat i henhold til forordning 1935/2004.



To follow instructions for use. Att bruksanvisningen ska följas. At bruksanvisningen skal følges. Noudata käyttöohjeita. Folg bruksanvisningen.



Manufacturer Tilverkerer Fabrikant Valmistaja Produzent


Pump & Save™ Torebki na mleko

Pump & Save™ Pakety для сбора грудного молока

Pump & Save™ Anyatejgyűjtő zacskó






Pump & Save™ Sáčky na materské mléko

Pump & Save™ Anne Sütü Torbaları



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
Phone +41 (0)41 769 51 51
Fax +41 (0)41 769 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com



PL

Pump & Save™ Torebki na mleko

Idealne do przechowywania i zamrażania odciągniętego pokarmu

Odciąganie pokarmu

1. Na etykiecie torebki można zapisać informacje o pokarmie.
2. Delikatnie otworzyć torebkę, uważając, aby nie uszkodzić perforowanej końcówki.
3. Umieścić torebkę wokół kolnierza odciągacza pokarmu.
4. Odkleić żółty pasek w oznaczonym miejscu i rozłożyć go.
5. Owinać pasek wokół odciągacza pokarmu.
6. Odkleić papierową zakładkę z końca paska i przykleić do przeciwnej strony torebki. Trzymać ją z dala od dzieci (niebezpieczeństwo połknięcia).
7. Rozciągnięty odciągacz. Nie napełniać torebki powyżej oznaczenia 150 ml.
8. Po zakończeniu odciągania zdjąć torebkę, odrywając perforację tuż nad etykietą. Dno torebki ze specjalną zakładką pozwala na jej postawienie podczas odkładania odciągacza.
9. Aby zdjąć pasek z odciągacza, należy go oderwać razem górną częścią torebki i wyrzucić.
10. Ścisnąć torebkę ponad mlekiem i usunąć nadmiar powietrza. Zamknąć ją.

Higiena

Przed dotknięciem piersi i elementów odciągacza należy starannie wymyć ręce w wodzie z mydłem. Nie dotykać wnętrza torebki na pokarm. Wytrzeć pierś i powierzchnię otaczającą wilgotną tkaniną. Nie używać mydła ani alkoholu mogących wysuszyć skórę i powodować pęknięcia skóry.

Przechowywanie i rozmrażanie pokarm

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżo odciągniętego pokarmu (dla zdrowych niemowląt urodzonych o czasie)	
W temperaturze pokojowej	4–6 godz. w temp. od 19 do 26°C (od 66 do 78°F)
W lodówce	3–8 dni w temp. 4°C (39°F) lub niższej
W zamrażarce	6–12 miesięcy w temp. od –18 do –20°C (od 0 do 4°F)
Rozmrożony pokarm	W lodówce maks. 10 godzin. Nie zamrażać ponownie!

- Nie przechowywać pokarmu na półkach drzwi lodówki. Należy w zamian wybrać najchłodniejsze miejsce w lodówce (jest to tylna część szklanej półki nad komorą warzyw).
- Odciągnięty pokarm można zamrozić w butelkach na mleko lub torebkach „Pump & Save”. Nigdy nie należy napełniać butelek ani torebek powyżej ¾ objętości, aby pozostawić miejsce na jej rozszerzenie.
- Butelki lub torebki „Pump & Save” należy oznaczyć datą odciągnięcia.

Przeostroga

Nie należy rozmrażać ani podgrzewać mleka matki w kuchenie mikrofalowej ani w naczyniu z wrzącą wodą, aby uniknąć utraty witamin, minerałów oraz innych ważnych składników i aby zapobiec oparzeniu.

- Aby zachować składniki pokarmu, należy go rozmrażać, zostawiając na noc w lodówce. Można też trzymać butelkę bądź torebkę „Pump & Save” pod strumieniem bieżącej, ciepłej wody (o temp. maks. 37°C).
- Należy delikatnie obracać butelkę lub torebkę „Pump & Save”, aby wymieszać tłuszcz, który się oddzielił. Należy unikać potrząsania pokarmem oraz wzbudzania go.

Materiał:
Zewnętrzna warstwa: poliester
Wewnętrzna warstwa: polietylen

Nie zawiera bisfenolu A

Uwaga:
Jest to produkt jednorazowego użytku nieprzeznaczony do powtórnego wykorzystania. Ponowne użycie może prowadzić do utraty parametrów mechanicznych, chemicznych i / lub biologicznych. Ponowne użycie może prowadzić do wzajemnego skażenia.

RU

Pump & Save™ Pakety для сбора грудного молока

Идеальны для сбора, хранения и замораживания грудного молока

Сбор грудного молока

1. Запишите необходимую информацию на этикетке пакета.
2. Аккуратно откройте застежку-молнию, стараясь не повредить пакет по линии перфорации.
3. Наденьте пакет на горловину молокоотсоса.
4. Потяните желтую ленту и распрямите ее.
5. Перекиньте ленту через основание воронки молокоотсоса.
6. Снимите бумажный ярлычок с кончика ленты и, прижав его к обратной стороне пакета - приклейте. Внимание: Берите бумажный ярлычок от ребенка (опасность проглатывания).
7. Начните сцеживание. Не наполняйте пакет выше отметки в 150 мл.
8. После окончания сцеживания отделите пакет, разорвав его по перфорации прямо над этикеткой. Гофрированное дно пакета обеспечит ему устойчивость, в то время когда вы убираете молокоотсос.
9. Для удаления желтой ленты от молокоотсоса - разорвите ее и выбросьте вместе с верхней частью пакета.
10. Нажмите на верхнюю часть пакета, чтобы удалить из него лишний воздух, после чего застегните застежку-молнию.

Обработка

Тщательно вымойте руки с мылом перед соприкосновением с грудью и частями молокоотсоса. Избегайте касаний внутренней поверхности пакета. Протрите грудь и ареолу влажной тканью. Избегайте использования мыла или содержащих алкоголь средств. Это может привести к высыханию кожи и появлению трещин сосков.

Хранение и размораживание грудного молока

Инструкции по хранению свеже сцеженного грудного молока (для здоровых доношенных детей)	
Комнатная температура	4–6 часов при температуре от 19 до 26°C (от 66 до 78°F)
Холодильник	3–8 дней при температуре 4°C (39°F) и ниже
Морозильная камера	6–12 месяцев при температуре от –18 до –20°C (от 0 до 4°F)
Размороженное грудное молоко	В холодильнике в течение максимум 10 часов. Не замораживать повторно!

- Не храните грудное молоко в дверце холодильника. Вместо этого следует выбрать наиболее холодную область в холодильнике (задняя часть стеклянной полки над отсеком для овощей).
- Вы можете заморозить сцеженное грудное молоко в молочных бутылочках или в пакетах «Pump & Save». Не заполняйте бутылочки или пакеты более чем на ¾, чтобы оставить место для возможного расширения жидкости.
- Отметьте на этикетке бутылочек или пакетов «Pump & Save» дату сцеживания.

Внимание

Не подогревайте и не размораживайте замороженное грудное молоко в микроволновой печи или в емкости с кипящей водой во избежание потери витаминов, минералов и других важных компонентов, а также во избежание ожогов.

- Для сохранения полезности компонентов грудного молока размораживайте его, оставив емкость на ночь в холодильнике. Кроме того, можно поместить бутылочку или пакет «Pump & Save» в теплую воду (макс. 37°C).
- Слегка взболтайте молоко в бутылочке или пакете «Pump & Save», чтобы перемешать отделившийся жир. Не встряхивайте и не перемешивайте молоко.

Материал:
Наружный слой: Полиэстер
Внутренний слой: Полиэтилен

Осторожно:
Это изделие одnorазового применения и не предназначено для повторной обработки. Повторная обработка может привести к потере механических, химических и / или биологических характеристик. Повторное применение может перекрестное загрязнение.

HU

Pump & Save™ Anyatejgyűjtő zacskó

Ideális az anyatej gyűjtésére, tárolására és fagyasztására

Az anyatej begyűjtése

1. A zacskó címketerületére felírhatja a szükségesség adatait.
2. Óvatosan nyissa ki a simítózárat, ügyelve arra, hogy el ne tépje a zacskó felső részét elválasztó perforálást.
3. Illessze a zacskót a szívófej gallérijára.
4. Fejtse le a sárga szalagot a megjelölt helyen, és egyenesítse ki.
5. Hurkolja át a szalagot a szívófej felső részén.
6. Fejtse le a szalag végétől a papírfület, és ragassza a zacskó másik oldalára. Vigyázat: a papírfület gyermek elöl elzárva kell tartani (lenyelés veszélye). Kezdje meg az anyatej lefejtését. A zacskót legfeljebb a 150 ml-es jelzésig töltsse meg.
7. Miután befejtette a fejtést, tépje fel a címketerület feletti perforációt, leválasztva ezzel a zacskót. Bordázott aljának köszönhetően a zacskót stabilan az asztalra állíthatja, amíg a mellszívó eltolóitja.
9. Tépje el a szalagot, távolítsa el a szívófejről, és dobja el a zacskó felső részét.
10. Lapítsa össze a zacskó tej feletti részét, hogy távozzon belőle a fölösleges levegő. Végül zárja le a zacskót a simítózárral.

Higiénia

Mielőtt a mellhez és a mellszívóhoz érne, alaposan mosson kezet vízzel és szappannal. Ne érintse az anyatejgyűjtő zacskó belsejét. Az emlőt és a környező területet törölje meg nedves kendővel. Ne használjon szappant vagy alkoholt, mivel azok a bőr kiszáradását és a mellbimbó berepedezését okozhatják.

Az anyatej tárolása és a mélyhűtött tej felengedése

Tárolási útmutató frissen lefejt anyatejhez (egészséges, időre született csecsemők részére)	
Szobahőmérséklet	4–6 óra 19 do 26°C-on (66–78°F)
Hűtőszekrényben	3–8 nap 4°C-on (39°F) vagy alacsonyabb hőmérsékleten
Fagyasztlódában	6–12 hónap –18 és –20°C között (0–4°F)
Felengedett anyatej	Hűtőszekrényben maximum 10 óra. Ne fagyassza le újra!

- Ne tárolja az anyatejet a hűtő ajtajában. Válassza inkább a hűtő leghidegebb pontját (az üvegpolc hátsó részén, a zöldség tároló fölött).
- A lefejt anyatejet anyatejes palackban vagy „Pump & Save” zacskókban is lefagyaszthatja. A palackokat vagy zacskókat csak ¾ részig töltsse meg, hogy a térfogat-növekedésnek maradjon hely.
- Címkézzze fel a palackokat vagy a „Pump & Save” zacskókat a fejés dátumával.

Vigázat

- Ne olvassza ki a fagyasztott anyatejet, illetve ne melegítse az anyatejet mikrohullámú sütőben vagy forrásban lévő vízben, ezzel elkerülve a vitamint, ásványi anyagok, és egyéb fontos összetevők elbomlását és megelőzve az esetleges égési sérüléseket.
- Az anyatej összetevőinek megőrzése érdekében egy éjszákra helyezze át a mélyhűtőből a normál hűtőtérbe, és ott hagyja kiolvadni. Vagy tartsa a palackot, illetve a „Pump & Save” zacskót folyó melegvíz alá (legfeljebb 37°C).
- Óvatosan rázza meg a palackot, illetve a „Pump & Save” zacskót, hogy feloldjon minden kivált zsírt. Az anyatejet ne rázza fel lés ne keverje meg.

CS

Pump & Save™ Sáčky na materské mléko

Ideální pro odsávání, skladování a zmrazování materského mléka

Odsávání materského mléka

1. Štítek vám umožňuje zapisovat si na sáček potřebné informace.
2. Jemně rozeprňte horní uzávěr. Dbejte na to, aby nedošlo k protržení perforované horní části.
3. Nasadte sáček okolo krčku prsního nástavce.
4. Na označeném místě odlepte žlutý pásek a rozložte jej.
5. Obtočte pásek okolo horní části prsního nástavce.
6. Odlepte papírový jazyček na konci pásku a přilepte jej ke druhé straně sáčku. Varování: Papírový jazyček nepatří do rukou dětem (hrozí nebezpečí spolknutí).
7. Začněte odsávat. Sáček naplňte maximálně po značce 150 ml.
8. Po dokončení odsávání sundejte sáček tak, že ho odtrhnete v místě perforace těsně nad štítkem. Skladané dno umožní sáček bezpečně postavit poté, co jej odejmete z odsávacíky.
9. Odtrhněte pásek z prsního nástavce a horní část sáčku vyhoďte.
10. Sáček stiskněte nad hladinou mléka a odstraňte přebytečný vzduch. Potom sáček zavřete.

Higiena

Dříve než se dotknete prsu a dlů odsávacíky, důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem. Nedotýkejte se vnitřku sáčku na materské mléko. Samotný prs a okolní pokožku očistěte vlhkým čistým hadříkem. Nepoužívejte mýdlo nebo alkohol, které pokožku vysušují a mohou tak způsobit rozpraskání pokožky prsu.

Skladování a rozmrazování materského mléka

Pokyny pro skladování čerstvé odsátého mléka (pro zdravé donošené děti)	
Pokořová teplota	4–6 hodin při 19 až 26°C (66 až 78°F)
Chladnička	3–8 dní při 4°C (39°F) nebo nižší teplotě
Mraznička	6–12 měsíců –18 až –20°C (0 až 4°F)
Rozmražené materské mléko	V lednici po dobu nejvýše 10 hod. Mléko znovu nezmrážíte!

- Materské mléko neskladujte ve dveřích chladničky. Namísto toho zvolte nejchladnější část chladničky (zadní část skleněné police nad oddílem pro zeleninu).
- Odsáté materské mléko lze zmrazit v lahvičkách na mléko nebo v sáčcích Pump & Save. Nikdy neplňte lahve nebo sáčky do více než ¾ objemu kvůli možnému rozpaním mléka.
- Lahve nebo sáčky Pump & Save označte štítkem s datem odsátí mléka.

Upozornění

- Zmrazené materské mléko nikdy nerozmrazujte ane ochřívějte v mikrovlnné troubě nebo nádobě s vroucí vodou. Zabráňte tak ztrátě vitamínů, minerálů a dalších důležitých složek mléka, stejně jako jeho spálení.
- Pro zachování složek materského mléka rozmrazte po nechaním přes noc v lednici . Připadně lze podpořet lahev nebo sáček Pump & Save pod proudem teplé vody (max. 37°C).
- Opětovného umísni oddělených tuků dosáhněte jemným odstředivým kroužením sáčkem Pump & Save. Mlékonепrotřepávejte, ani nemíchejte.

Materiál:
Vnější vrstva: polyester
Vnitřní vrstva: polyetylen

Neobsahuje Bisphenol-A

Pozor:
Kůlső réteg: poliészter
Belső réteg: polietilén

Nem tartalmaz bisphenol-A-t

Vigázat:
Ez egy egyszer használandó termék, nem újrafeldolgozható. Az újrafeldolgozás során károsodhatnak a mechanikai, kémiai és/vagy biológiai jellemzők. Az újra felhasználás keresztirányú szennyeződést okozhat.

TR

Pump & Save™ Anne Sütü Torbaları

Anne sütünü sağmak, saklamak ve dondurmak için idealdir

Anne sütünü biriktirilmesi

1. Etiket alanı ,bilgileri torbanın üzerine yazmanız sağlar.
2. Sıralı delikli üst kısmı yırtılmaya dikkat ederek, zipüst kilidini yumuşak bir şekilde açınız.
3. Poşeti meme hunisinin halkasının etrafına yerleştiriniz.
4. San şeridi belirtilen yerden çekerek kaldırınız ve katlarını açınız.
5. Şeridin meme hunisinin üzerine sarınız.
6. Şeridin üzerindeki kağıdı çıkartınız ve poşetin diğer tarafına yapıştırınız. Uyan: Kağıt bantı çocuklardan uzak tutunuz (yutma tehlikesi).
7. Pompalamaya başlayınız. Poşeti 150 ml işaretini aşacak şekilde doldurmayınız.
8. Pompalamayı bitirdiğinizde etiket alanının üzerindeki sıralı delikli kısımdan yırtarak poşeti ayırınız. Poşet katlanabilir kıvrımlı tabanı sayesinde pompalandıktan ayrıldıktan sonra kendiliğinden güvenli bir şekilde dik durur.
9. Şeridin meme hunisinden ayırarak için ,şeridi yırtıp torbanın üst kısmını atınız.
10. Sütünü üst kısımdan itibaren poşeti düzleştirerek havayı dışarı atınız ,sonra zip- kilidini kapatınız.

Hijyen

Meme ve pompanın parçalarına dokunmadan önce eller su ve sabunla yıkanmalı. Anne sütü poşetinin içine dokunmamaya özen gösteriniz. Meme ve çevresini nemli bir bezle temizleyiniz. Cildin kurumasına ve meme başlarının çatlamasına sebep olabileceğinden sabun veya alkol kullanmayın.

Annesütünü saklama ve çözme

Yeni sağılmış annesütünü saklama önerileri (sağlıklı bebekler için)	
Oda sıcaklığı	19 ila 26°C'de (66 ila 78°F) 4–6 saat
Buzdolabı	4°C (39°F) veya daha düşük sıcaklıkta 3–8 gün
Buzluk	6–12 ay –18 ila –20°C (0 ila 4°F)
Çözülmiş annesütü	Buzdolabında en fazla 10 saat. Dondürmeyin!

- Annesütünü buzdolabının kapısında tutmayın. Bunun yerine buzdolabının en serin kısmını (sebbe bölümünün üzeri) seçin.
- Sağılmış annesütünü biberonda veya “Pump & Save” poşetlerinde dondurabilirsiniz. Genişleme olasılığı nedeniyle boş alan bırakmak için biberonu veya poşetleri ¾'ten doldurmayın.
- Biberonlara veya “Pump & Save” poşetlerine sağılma tarihi etiketi yapıştırın.

Dikkat

- Dondurulmuş annesütünü vitamin, mineral ve diğer önemli içerigin kaybını önlemek ve yanma tehlikesinden kaçınmak için mikrodalga fırında veya kaynar su dolu tencerede çözmeyin veya ısıtmayın.
- Annesütünü, bileşenlerini korumak için buzdolabında bir gece boyunca bekletin. Alternatif olarak, biberonu veya “Pump & Save” poşetini ilk suya (maks. 37°C) tutabilirsiniz.
- Biberonu ya da “Pump & Save” poşetini ayırması yağı kağıtmak için hafifçe çalkalayın. Sütü sert bir şekilde çalkalamayın ya da kağıtmayın.

Malzeme:
Diş Katman: Polyester
İç Katman: Polietilen

Bisphenol-A içermez

Dikkat:

Bu bir defa kullanılmık üründür ve tekrar işlenmemelidir. Tekrar işleme mekanik, kimyasal ve / veya biyolojik özele-liklerin kaybolmasına yol açabilir. Tekrar kullanım ciddi kontaminasyona sebebiyet verebilir.

PL Symbole na opakowaniu: Znaczenie symboli:

RU Символы на упаковке:

Эти символы означают следующее:

HU A csomagoláson található szimbólumok: A szimbólumok az alábbiakat jelzik:

CS Symboly na obalu: Tyto symboly znamenají:

TR Paket üzerindeki semboller:

Bu sembollerin anlamları:

